


Daten hochladen und mit der Praxis teilen - LibreView

Mit dem Einladen des Patienten zum Teilen seiner Daten wird ihm automatisch eine eMail mit der Anleitung für die Anmeldung und das Einrichten seines Patientenkontos zugeschickt

- 1.) Link öffnen: <https://www.libreview.com/>
- 2.) Land und Sprache auswählen
- 3.) Dann mit eMail-Adresse und Passwort anmelden bzw. Benutzerkonto anlegen
- 4.) Dann Libre Lesegerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbinden und auf „Hochladen klicken“, ggf. zunächst oben links auf das Messgeräte-Symbol klicken (roter Pfeil)



- 5.) Zum Teilen der Daten mit der Praxis auf das Optionen-Symbol klicken (blauer Pfeil), dann auf „Kontoeinstellungen“ klicken, den Reiter „Meine Praxen“ anklicken und hinter „Mit Praxis verknüpfen“ die Praxis – ID aus der zugesandten E-Mail eingeben.

Bei Nutzung der LibreLink App werden die gemessenen Daten automatisch in die Cloud und die LibreView Software hochgeladen