



Daten hochladen und mit der Praxis teilen - CareLink Personal

1.) Link öffnen: carelink.minimed.eu

2.) Benutzerkonto anlegen (Name / Passwort)

3.) Vor dem ersten Hochladen muss ein Programm „Uploader“ installiert werden

4.) Klick auf „Gerät hochladen“

5.) Mit der Pumpe verbundenes Ascensia Contour NextLink 2.4 an den USB-Anschluss stecken

a. Pumpe muss in der Nähe Contour Next Link 2.4 sein

b. es darf keine Temporäre Basalrate und kein verzögerter Bolus laufen

c. außerdem keine aktiven Alarmer

d. die Batterie muss noch genügend Ladung haben

6.) Vor dem erstmaligen Hochladen müssen die Geräte jeweils mit ihrer Seriennummer (befindet sich jeweils auf der Rückseite des Gerätes) am System angemeldet werden (Bildschirmanweisungen folgen)

7.) Auszulesendes Gerät am Bildschirm aussuchen und auf „Jetzt hochladen“ klicken

8.) Teilen der Daten mit der Praxis

- Bist Du damit einverstanden, dass in der Praxis Deine Daten angesehen werden?

Dann gib uns bitte **Namen** und **Passwort** Deines Benutzerkontos

- Danach ist der Praxis der Zugriff auf die Daten möglich – allerdings werden diese Daten nur in Verbindung mit einer Vorstellung in der Praxis oder einer Videosprechstunde angesehen.

